


シカフィット AMY-G7

シカフィット p-AMY-G7

特長

- JSCC 勧告法と同じ「Et-G7-pNP」を基質として用いています
- 検体種別（血清、尿）に関わらず、JCCLS-SOP との反応性は一致しています。
- アジ化ナトリウムを含んでいません



G7

AMY

P-AMY



卓上型生化学自動分析装置

BiOLIS 15i neo

ピオリス 15i ネオ



液状試薬

測定試薬ラインナップ

15 種類まで搭載が可能

酵素	AST	ALT	γ-GT	CK	LDH	ALP	AMY	CHE
蛋白・糖質	TP	ALB	GLU	HbA1c				CK-MB
窒素化合物	T-BIL	D-BIL	UA	BUN	CRE			
血清脂質	TG	T-CHO	HDL-C	LDL-C				
急性期蛋白	CRP							
尿項目	m-TP	m-ALB	NAG					
電解質	IP	Ca	Mg	Na	K	Cl		

ISEユニット(オプション)の付属により
さらにNa, K, Clの3項目が測定可能

卓上型のお手軽さを保ちつつ
信頼ある検査値を提供します

ピオリス 15i ネオの特長

- ・ 卓上型なので設置が容易
- ・ カラータッチパネルにより視覚的な操作が可能
- ・ キャリブレーション不要
- ・ 試薬の残テスト数・有効期限はシステムで一括管理
- ・ スタートしたら結果を待つだけ（ワークアウェイシステム）
- ・ 基幹施設と同じ分析方式・測定原理の採用により、

高いデータ互換性を実現。



検体の設置



分析項目をタッチ → (分析) →



測定値の確認



関東化学株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
ライフサイエンス部 [TEL] 03-6214-1091