

東洋紡の診断システム

体外診断用医薬品

重炭酸塩キット

体外診断用医薬品届出番号18A2X0000500006

ダイヤカラー[®]・CO₂

特長

- 血清検体で重炭酸塩濃度測定ができます。(動脈血採血不要です)
- 多くの自動分析装置に適用可能です。(一部適用できない装置があります)
- 液状濃縮試薬です。自動分析装置で自動希釈対応です。そのまま使用できます。
- 妨害物質の影響はほとんどありません。
- 開封後の保存安定性が良好です。(開封後安定性2~10℃保存で2週間安定)

診断システム

尿中有形成分分析装置

USCANNER[®](E)

医療機器届出番号27B1X00050US0002



尿中有形成分を自動で撮影・解析
いつでもカラー画像が確認できる

尿中有形成分分析装置

USCANNER[®]plus

医療機器届出番号27B1X00050US0001



尿中有形成分+画像確認+
尿定性試験紙 この1台ですべて可能

適用項目

- 体外診断薬
- 亜硝酸塩
- 蛋白質
- ブドウ糖
- ビリルビン
- ケトン体
- ウロビリノーゲン
- 潜血

小型化学発光免疫自動分析装置

POCube[®]

医療機器届出番号27B1X00050PO0001



化学発光法を採用。POCT機器で
手軽に高感度測定が可能です。

適用項目

- 体外診断薬
- FluAB
- RSV
- CRP
- PSA
- StrepA

全自動遺伝子解析装置

GENECUBE[®]

医療機器届出番号27B1X00050GE0001



核酸抽出から検出まで全自動
最短30分で結果報告が可能

適用項目

- 体外診断薬
- MTB
- MAC
- 研究用試薬
- H.ピロリ
- CYP2C19*2,*3
- ベーシック試薬
- で任意項目拡張

[お問い合わせ先]



Ideas & Chemistry

東洋紡株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
(TEL) 06-6348-3335 (FAX) 06-6348-3833
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号 住友商事京橋ビル
(TEL) 03-6887-8849 (FAX) 03-6887-8951
<http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/>

診断システム事業部

A5139X