




フェザー® 病理・解剖用製品

ミクローム替刃

高品質の鋼材を素に当社独自の超精密3段刃付けと特殊刃先コーティングにより、病理標本ブロックの薄切に最良の切味を発揮します。




A22 通常切片薄切用




A35 硬組織切片薄切用



S22 極薄切片薄切用



S35 通常切片薄切用



N35 連続切片薄切用



C35 凍結ブロック薄切用



ハイプロファイル 凍結ブロック薄切用

替刃式脳刀／解剖刀

3種類の替刃は1.2mm厚のステンレス刃物鋼を使用していますので、剛性と防錆に優れた最高の切味が得られます。



替刃 No.170
解剖刀

替刃 No.325
脳刀

替刃 No.100
解剖刀

共用ハンドル F-100

替刃式 解剖メス

従来の外科用替刃メスより厚い材料で作った解剖用のメスです。高い剛性を持ち、錆びにくいステンレス刃物鋼を使用しています。



替刃 No.61

替刃 No.62

共用ハンドル
F-60

替刃式 トリミングナイフ

替刃は切れ味を追求したカーボン鋼製です。長さ13cm (No.130) と26cm (No.260) の2種類を用意しています。




替刃 No.260

替刃 No.130

小臓器の
切り出し向け
ミクローム替刃を使用

2タイプのミクローム替刃が装着できる
トリミングナイフハンドル F-80HL



■指先にフィットする
小型形状
■小臓器の切り出し向け

セーフシールドスカルペル

刃先を保護し、突き刺し事故を防止する、安全カバー付きの外科用メスです。

No.22



No.22以外に
No.10、11、14、15、15c、
20、21、23、24、25がございます。

小臓器の
切り出し向け

単回使用

ハンドル
F-260P

ハンドル
F-130P

ハンドル
F-80P

ハンドル
F-80<ミニ>

カタログのお問い合わせは下記までご連絡ください。



フェザー安全剃刀株式会社
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-2-2
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外
13485:メディカル