

臨床検査で使用する遠心機をサポート




免疫血液学用セロマチックII
KA-2200

交差適合性試験・血液型判定



テーブルトップ遠心機
4000

10mL採血管×48本



テーブルトップ遠心機
2420

10mL採血管×24本

KUBOTA



ユニバーサル冷却遠心機
5930

10mL採血管×80本



ハイキャパシティ冷却遠心機
8730

血液バック×4個

遠心機の詳細や最新情報を当社WEBサイトでご確認ください。

<http://www.kubotacorp.co.jp>



久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 TEL.03-3815-1331 FAX.03-3814-2574
E-mail: sales@kubotacorp.co.jp

札幌 011-751-2175 仙台 022-287-2181 つくば 029-856-3211 名古屋 0561-64-2351
大阪 06-6762-8471 広島 082-871-7811 四国 087-899-6420 福岡 092-621-1161